



Since 1929

www.BAUERFEIND.jp

バウアーファインドは
ソチオリンピック・パラリンピックの
公式サプライヤーです



バウアーファインド facebook
<http://www.facebook.com/BauerfeindJPN>

〈バウアーファインド社 日本正規代理店〉
パシフィックサプライ株式会社
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
Tel: 072-875-8008 Fax: 072-875-8010
www.p-supply.co.jp

※バウアーファインド製品は、一般医療機器として認められています（インソールを除く）
※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります
※予告なく価格及び規格を変更する場合があります



A close-up, low-angle shot of a person's legs from the knees down, wearing dark grey knee-high socks and teal and white running shoes. The person is standing on a paved asphalt path. The background is a blurred outdoor setting with green trees and a clear blue sky. The text is overlaid on the left side of the image.

***THE NEW
PRODUCTS
are AVAILABLE!!***

軽量でスポーツごとの特性に応じたインソール
Ergopad インソールシリーズ



- 競技に応じた、3種類「ラン&ウォーク」「ボール&ラケット」「スキー&スケート」をラインナップ
- アーチ部の形状、ヒールカップの深さ、表面カバーの材質など、それぞれの競技に応じた構造が、運動時に適切なサポートを行います
- コンフォートスポーツに比べ、クッション性があり、薄くできています
重量を20%軽減しました
- 踵部のセンサーモニタースポットにより、足関節の安定性を向上させます



希望小売価格 ¥12,200 (税抜)

Ergopad
ラン&ウォーク



ランニング、ウォーキング用

Ergopad
ボール&ラケット



球技・ラケットスポーツ用

Ergopad
スキー&スケート



ウィンタースポーツ用



足・ひざ・股関節・腰の痛みの予防と姿勢矯正
コンフォート スポーツ



希望小売価格 ¥9,800 (税抜)

ウォーキングからスポーツまで幅広く適応するインソール

- 特殊技術による的確な方向支持、サポート、衝撃吸収
- 適度なアーチサポートにより高いフィット感が得られます
- 表面カバーには除菌銀イオンが含まれています



プレイ



ラン




ウォーク



ゴルフ

Ergopad / コンフォート スポーツ サイズ選択

CSサイズ	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
①足長実寸 (cm)	21.5-22.5	22.5-23.5	23.0-24.0	23.0-24.5	24.0-25.0	24.5-26.0	25.5-26.5	26.0-27.0	27.0-28.0	27.5-28.5	28.5-29.5	29.0-30.0	30.0-31.0	31.0-32.0
②踵～メタパッド上端 (cm)	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5



メタパッド

- ①必ずかかとをあわせ、指先までの足の実際の寸法を測ってサイズをお確かめください
- ②メタパッドの位置を必ずお確かめください。前足部 (MP関節) に干渉しないようご注意ください



筋肉の安定を促すスポーツ用ストッキング

CSパフォーマンス



希望小売価格 ¥9,800 (税抜)

- ヴェノTrainスポーツがCSパフォーマンスとしてリニューアル
- 中足部のコンプレッションを強め、足先からの血液の循環をより強化しました
- 中足部および踵上部を厚めにし、耐久性が向上しました



コンプレッションと足間接の安定に両立

CSトレーニング



希望小売価格 ¥7,800 (税抜)

- 足関節に∞字状のテーピング部を設け、足関節を安定させアーチサポートを行います
- 足底部を厚めにし、クッション性を高めています
- コンプレッションをCSパフォーマンスより低めに設定しており、着脱のしやすさと、筋振動の抑制の二つを両立しています



CSパフォーマンス / CSトレーニング サイズ選択

サイズ表

計測部位

計測部位	計測部位	S	M	L
cD	ひざのお皿の下から指2本分下	29~38	32~42	34~45
cC	ふくらはぎの一番太い部位	31~40	34~44	37~47
cB1	ふくらはぎの一番下	25~31	27~34	29~37
cB	足首の一番細い部位	20~22	22~25	25~28
cY	しゃがんだ時の踵から足の甲	29~33	31~35	34~40
cA	足の一番幅の広い部位	19~24	22~27	25~31

※各部位でサイズが異なる場合は、cD値とcB値をご優先ください

(cm)



大腿部用サポーター ミオTrain



希望小売価格 ¥22,000 (税抜)

ミオTrain サイズ選択

サイズ	1	2	3	4	5	6	7
上方周径 (cm)	44-48	48-52	52-56	56-60	60-64	64-68	68-72
下方周径 (cm)	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53

カラー チタン

※採寸時には筋肉に力が入らないよう脱力した状態でご計測ください

肉離れの予防・再発防止

- 左右で6本のベルトが付いた「アイレット」が大腿部をほどよく安定させます (アイレットは取り外しが可能)
- 大きさの異なる2枚のシリコンパッドを挿入することで、圧迫の度合いを調整することができます
- アイレットやシリコンパッドを装着しない状態で装着しても、特有のニット素材が固有受容覚の再生と増進を促します



肩関節の痛みの解消 オモTrain



希望小売価格 ¥20,000 (税抜)

オモTrain サイズ選択

サイズ	0	1	2	3	4	5	6
上腕周径 (cm)	20-22	22-24	24-26	26-29	29-32	32-36	36-40

カラー チタン

※二の腕の中間の一番太い部位をご計測ください

肩関節の不安定・痛みの解消

- 腰部にまわしたベルトがサポーター固定し、ズレを抑えます
- 解剖学的に編まれたニット素材が肩関節を正しいポジションに保ちます
- 取り外し可能なシリコンパッドが肩関節周辺部をさらに安定させ、痛みを解消します



ひざの不安から解き放たれる、爽快感を

ゲニユTrain

ひざ関節の不安定・痛みの緩和

- ムレ感を抑えた、肌にやさしいニット編み
- 敏感なひざ裏は薄くて柔らかく、ひざの曲げ伸ばしがスムーズ
- ひざ上のパッドが運動中ひざをマッサージし、疲れを軽減します

ゲニユTrain サイズ選択

①と②でサイズが異なる場合には、②をご優先ください



サイズ	0	1	2	3	4	5	6
① 大腿部周径(cm)	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56
② 下腿部周径(cm)	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46

カラー チタン 黒

※採寸時には筋肉に力が入らないよう脱力した状態でご計測ください



希望小売価格 ¥9,600 (税抜)



腸脛靭帯へのサポートを

ゲニユTrain P3

腸脛靭帯の痛み緩和とサポート

- ひざ上のパッドが膝蓋骨を正しい位置にキープします
- 三角パッドが太もも外側の筋肉と靭帯を和らげます
- ゲニユTrainよりもサポート感が強いタイプ

ゲニユTrain P3 サイズ選択

①と②でサイズが異なる場合には、②をご優先ください



サイズ	1	2	3	4	5	6
① 大腿部周径(cm)	39-42	42-45	45-48	48-51	51-54	54-57
② 下腿部周径(cm)	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46

カラー チタン 黒

※製品には左・右がございます

※採寸時には筋肉に力が入らないよう脱力した状態でご計測ください



希望小売価格 ¥17,600 (税抜)



足首に安定と安心感を

マレオTrain

足関節の不安定・痛みの緩和

- ムレ感を抑えた、肌にやさしいニット編み
- 足首のパッドが運動中に足首をマッサージし、疲れを軽減します
- 足首のパッドが運動中のブレを軽減します



希望小売価格 ¥9,600 (税抜)

足首に強いサポート力を

マレオTrain S

足関節への強い安定サポート

- 足首の形に合わせた編み方で、ズレを防止します
- ベルトの根元は弾性があり、楽に巻くことができます
- ベルトの先端部分は弾性が無く、足首をしっかり固定します



希望小売価格 ¥8,000 (税抜)

アキレス腱の不安を解消

アキロTrain

アキレス腱の不安定・痛みの緩和

- ムレ感を抑えた、肌にやさしいニット編み
- シリコンパッドがアキレス腱をマッサージします
- 厚いシリコンウエッジがかかとの痛みを和らげます



希望小売価格 ¥12,500 (税抜)

マレオTrain / マレオTrain S / アキロTrain サイズ選択

サイズ	1	2	3	4	5	6
周径(cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29
カラー	<input type="checkbox"/> テタン		<input checked="" type="checkbox"/> 黒			

※製品には左・右がございます
※足首の一番細い部分をご計測ください

ひじ周辺部のアクティブサポート

エビTrain

ひじ周辺の不安定・痛みの緩和

- ムレ感を抑えた、肌にやさしいニット編み
- ひじの角度と形に合わせた編み方で、ズレを防止します
- 大きなシリコンパッドが筋肉をマッサージします



希望小売価格 ¥9,600 (税抜)



エビTrain サイズ選択

サイズ	0	1	2	3	4	5	6
周径(cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31
カラー	<input type="checkbox"/> テタン		<input checked="" type="checkbox"/> 黒				

手首周りの痛みを解消

マニュTrain

手首周辺の不安定・痛みの緩和

- ムレ感を抑えた、肌にやさしいニット編み
- ステーとベルトで動きの調整ができます
- シリコンパッドが手首の筋をマッサージします



希望小売価格 ¥13,000 (税抜)



マニュTrain サイズ選択

サイズ	1	2	3	4	5	6
周径(cm)	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
カラー	<input type="checkbox"/> テタン		<input checked="" type="checkbox"/> 黒			

※製品には左・右がございます

※手首の一番細い部分をご計測ください

腰を快適にサポート

ルンボTrain ルンボTrain Lady

腰の安定と動作のサポート

- 男女別々の骨盤に合わせた編み方で、快適なフィット感
- 前面のフラットベルトで快適かつしっかり装着できます
- 背中のパッドが筋肉をマッサージします



希望小売価格 ¥22,000 (税抜)



ルンボTrain / ルンボTrain Lady サイズ選択

サイズ	1	2	3	4	5	6
周径(cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130
カラー	<input type="checkbox"/> テタン					

※腰ばねの一番上の部分をご計測ください




SUPPORTING
ATHLETES



製品ができるまで



均等でコントロールされた圧迫を得るための複数の最高級の糸が完成




芯となる糸に特別なマイクロ繊維を1分間に3000回転で巻きつける



フラットニット編みにより製造過程で品質が保たれる




構造



形状

約200箇所の部位で皮膚の伸縮方向、筋肉の形状をチェック。そのデータをもとに、アナトミカル（解剖学的）な形状に縫製。



耐久性があり、2重構造の伸縮性のある糸

多繊維からなる糸

多繊維からなる糸

2重構造の伸縮性のある糸

製品仕様とお手入れについて

サポーター

Train®アクティブニット（芯材：ラテックス 編み糸：ポリアミド繊維）
ステー（亜鉛コーティングスチール）
パッド（シリコーン）

ストッキング

ポリアミド繊維、ポリウレタン

お手入れの方法

- 洗濯は**中性洗剤**を使用して、**30℃以下のお湯**で行なってください
- 洗濯機使用時は**ネットに入れて洗濯**してください
- ドライヤーやヒーターでは乾かさず、日陰で**自然乾燥**させてください
- ドライクリーニングは行なわないでください



洗濯機使用時
ネットに入れて
洗濯可



×漂白剤



×アイロン



×ドライクリーニング



×乾燥機

インソール

ポリウレタン、EVA、塩化ビニル

お手入れの方法

- 使用後必ず取り外し、湿気を外に逃がすようお手入れをお願いします
- 洗濯機はご使用いただけません
- 足部との接地部分は**中性洗剤**を付けたスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように、完全にふき取ってください
- ドライヤーやヒーターでは乾かさず、日陰で**自然乾燥**させてください
- ドライクリーニングは行なわないでください



手洗い



×漂白剤



×アイロン



×ドライクリーニング



×乾燥機